

Modell: Gasflaschen-Wagen für Propangasflaschen

Artikelnummer: 7.01.010

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen. Maximale Anzahl Propangasflaschen: 1 x 33 kg. Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Sicheres Greifen über roten PVC-Handgriff. Maße (B x T x H): ca. 485 x 550 x 1050 mm

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	1.050
Außentiefe [mm]:	485
Außenhöhe [mm]:	550
Nettogewicht [kg]:	13,00