

Modell: Gasflaschen-Wagen für 2 x 20-l- Druckgasflaschen

Artikelnummer: 7.01.020

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen. Geeignet für den Transport von 2 x 20-Liter-Druckgasflaschen. Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Sicheres Greifen über roten PVC-Handgriff. Maße (B x T x H): ca. 530 x 500 x 1050 mm

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	1.050
Außentiefe [mm]:	530
Außenhöhe [mm]:	500
Nettogewicht [kg]:	13,50