

Modell: Gasflaschen-Wagen für 2 x 20-l- Druckgasflaschen

Artikelnummer: 7.01.020

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen. Geeignet für den Transport von 2 x 20-Liter-Druckgasflaschen. Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Sicheres Greifen über roten PVC-Handgriff. Maße (B x T x H): ca. 530 x 500 x 1050 mm

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kategorie: | Gasflaschen-Handling |
| Außenbreite [mm]: | 1.050 |
| Außentiefe [mm]: | 530 |
| Außenhöhe [mm]: | 500 |
| Nettogewicht [kg]: | 13,50 |