

Modell: Gasflaschen-Wagen für 2 x 20-l- Druckgasflaschen Artikelnummer: 7.01.020

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Lagerung



mit Vollgummireifen. Geeignet für den Transport von 2 x 20-Liter-Druckgasflaschen. Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert. Inklusive Kettensicherung. Sicheres Greifen über roten PVC-Handgriff. Maße (B x T x H): ca. 530 x 500 x 1050 mm

Kategorie: Gasflaschen-Handling Außenhöhe [mm]: 500, Außenbreite [mm]: 1.050, Außentiefe [mm]: 530, Bruttogewicht [kg]: 14,00, Nettogewicht [kg]: 13,50,