

Modell: Gasflaschencontainer mit Dach und Doppelflügeltür für 78 x Gasflasche d = 220 mm

Artikelnummer: 7.80.136

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



zur vorschriftengerechten Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich. Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Anlieferung erfolgt im Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage. Incl. Doppelflügeltür (2860 x 1985mm) BxH, mit Profilzylinder Abmessungen Container (außen) in mm: 3100 x 1500 x 2160 (L x B x H) Ausführung nach TRGS 510.

Kategorie: Gasflaschen-Container Außenhöhe [mm]: 2.180, Außenbreite [mm]: 3.100, Außentiefe [mm]: 1.500, Bruttogewicht [kg]: 290,00, Nettogewicht [kg]: 279,00,