

Modell: Gasflaschenwandhalterung für 3x Flaschen mit 230mm Durchmesser

Artikelnummer: 7.80.423

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung



Stabile Stahlbechkonstruktion, feuerverzinkt Mit Kettensicherung Vorbereitet für die Wandbefestigung

Kategorie:	Gasflaschen-Handling
Außenbreite [mm]:	600
Außentiefe [mm]:	135
Außenhöhe [mm]:	50
Nettogewicht [kg]:	30,00