

# Modell: Gasflaschenbox mit 1 Tür gelochte Ausführung

## Artikelnummer: 7.90.300

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Gelochte Türen und Seitenwände für natürliche Belüftung. Stahlblech lackiert in RAL7035 Für max. 8 x 33 kg Gasflaschen Maße in mm: 840 x 690 x 1500 (L x B x H) Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach 3 Seiten schließend.

Kategorie:	Gasflaschen-Box
Außenbreite [mm]:	840
Außentiefe [mm]:	690
Außenhöhe [mm]:	1.500
Nettogewicht [kg]:	50,00