

Modell: Gasflaschen-Box, 2 Türen gelochte Ausführung Artikelnummer: 7.90.350

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Gelochte Türen und Seitenwände für natürliche Belüftung. Verzinktes Stahlblech. Für max. 16 x 33 kg Gasflaschen Maße in mm: 1680 x 690 x 1500 (L x B x H) Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach 3 Seiten schließend.

Kategorie:	Gasflaschen-Box
Außenbreite [mm]:	1.680
Außentiefe [mm]:	690
Außenhöhe [mm]:	1.500
Nettogewicht [kg]:	98,00