

# Modell: Gasflaschen-Box, 2 Türen gelochte Ausführung Artikelnummer: 7.90.350

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Gelochte Türen und Seitenwände für natürliche Belüftung. Verzinktes Stahlblech. Für max. 16 x 33 kg Gasflaschen Maße in mm: 1680 x 690 x 1500 (L x B x H) Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach 3 Seiten schließend.

Kategorie: Gasflaschen-Box Außenhöhe [mm]: 1.500, Außenbreite [mm]: 1.680, Außentiefe [mm]: 690, Bruttogewicht [kg]: 129,00, Nettogewicht [kg]: 98,00,