

# Modell: Gasflaschen-Depot

## Artikelnummer: 70-200740-001

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich. Bauweise und Farbgebung:

- Schrankkorpus und Tür Stahlblech, RAL 9002 Ausstattung:
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Flaschenhalter inkl. 2 Haltegurten
- Armaturenhalter

Kategorie: Gasflaschendepot - Außenlagerung Modell-Größe: M, Außenhöhe [mm]: 2.053, Außenbreite [mm]: 654, Außentiefe [mm]: 400, Bruttogewicht [kg]: 85,00, Nettogewicht [kg]: 85,00, Anzahl Lagerebenen: 1, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,