

Modell: Gasflaschen-Depot
Artikelnummer: 70-200740-003

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich. Bauweise und Farbgebung:

- Schrankkorpus und Tür Stahlblech, RAL 9002 Ausstattung:
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Flaschenhalter inkl. 2 Haltegurten
- Armaturenhalter

Kategorie:	Gasflaschendepot - Außenlagerung
Modell-Größe	M
Außenbreite [mm]:	654
Außentiefe [mm]:	400
Außenhöhe [mm]:	2.053
Nettogewicht [kg]:	85,00
Anzahl Lagerebenen	1

Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik mi Kontrollfenster