

Modell: Gasflaschen-Depot

Artikelnummer: 70-201040-001

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff). Für die Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich.
 Bauweise und Farbgebung:

- Schrankkorpus und Türen Stahlblech, RAL 9002 Ausstattung:
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Flaschenhalter inkl. 3 Haltegurten
- Armaturenhalter

Kategorie:	Gasflaschendepot - Außenlagerung
Modell-Größe	L
Außenbreite [mm]:	954
Außentiefe [mm]:	400
Außenhöhe [mm]:	2.053
Nettogewicht [kg]:	103,00
Anzahl Lagerebenen	1

Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik