

# Modell: Gasflaschen-Depot

## Artikelnummer: 70-201340-001

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff). Für die Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich.  
Bauweise und Farbgebung:

- Schrankkorpus und Türen Stahlblech, RAL 9002 Ausstattung:
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Flaschenhalter inkl. 4 Haltegurten
- Armaturenhalter

Kategorie:	Gasflaschendepot - Außenlagerung
Modell-Größe	XL
Außenbreite [mm]:	1.254
Außentiefe [mm]:	400
Außenhöhe [mm]:	2.053
Nettogewicht [kg]:	125,00
Anzahl Lagerebenen	1

Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik