

Modell: Gasflaschen-Depot

Artikelnummer: 70-201340-003

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff). Für die Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich.
 Bauweise und Farbgebung:

- Schrankkorpus und Türen Stahlblech, RAL 9002 Ausstattung:
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Flaschenhalter inkl. 4 Haltegurten
- Armaturenhalter

Kategorie:	Gasflaschendepot - Außenlagerung
Modell-Größe	XL
Außenbreite [mm]:	1.254
Außentiefe [mm]:	400
Außenhöhe [mm]:	2.053
Nettogewicht [kg]:	125,00
Anzahl Lagerebenen	1
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1

Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik mi Kontrollfenster