

Modell: Gasflaschen-Depot

Artikelnummer: 70-201340-003

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff). Für die Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich.
Bauweise und Farbgebung:

- Schrankkorpus und Türen Stahlblech, RAL 9002 Ausstattung:
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Flaschenhalter inkl. 4 Haltegurten
- Armaturenhalter

Kategorie: Gasflaschendepot - Außenlagerung Modell-Größe: XL, Außenhöhe [mm]: 2.053, Außenbreite [mm]: 1.254, Außentiefe [mm]: 400, Bruttogewicht [kg]: 125,00, Nettogewicht [kg]: 125,00, Anzahl Lagerebenen: 1, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik mi Kontrollfenster,