

Modell: Boden zum seitlichen Einhängen für Gasflaschen-Depots

Artikelnummer: 70-90040-115

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Innenlagerung



ca. Abmessungen: 300 x 340 (BxT) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9002, grauweiß inkl. Seitliches U-Profil und Spanngurt

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 220, Außenbreite [mm]: 300, Außentiefe [mm]: 340, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 2,00,