

# Modell: Zwischenboden für Gasflaschen- Depot M-1 und M-2, Stahlblech Artikelnummer: 70-90740-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



ca. Abmessungen: 610 x 320 mm (BxT) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9002, grauweiß

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 30, Außenbreite [mm]: 610, Außentiefe [mm]: 320,  
Bruttogewicht [kg]: 4,00, Nettogewicht [kg]: 4,00,