

Modell: Zwischenboden für Gasflaschen- Depot L-1 und L-2, Stahlblech

Artikelnummer: 70-91040-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



ca. Abmessungen: 910 x 320 (BxT) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9002, grauweiß

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	910
Außentiefe [mm]:	320
Außenhöhe [mm]:	30
Nettogewicht [kg]:	6,00