

## **Modell: Zwischenboden für Gasflaschen- Depot L-1 und L-2, Stahlblech Artikelnummer: 70-91040-114**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



ca. Abmessungen: 910 x 320 (BxT) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9002, grauweiß

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 30, Außenbreite [mm]: 910, Außentiefe [mm]: 320,  
Bruttogewicht [kg]: 6,00, Nettogewicht [kg]: 6,00,