

Modell: Zwischenboden für Gasflaschen- Depot XL-1 und XL-2, Stahlblech

Artikelnummer: 70-91340-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



ca. Abmessungen: 1210 x 320 (BxT) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9002, grauweiß

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	1.210
Außentiefe [mm]:	320
Außenhöhe [mm]:	30
Nettogewicht [kg]:	7,00