

Modell: Zwischenboden für Gasflaschen- Depot XL-1 und XL-2, Stahlblech

Artikelnummer: 70-91340-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen Außenlagerung



ca. Abmessungen: 1210 x 320 (BxT) mm Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9002, grauweiß

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 30, Außenbreite [mm]: 1.210, Außentiefe [mm]: 320,
Bruttogewicht [kg]: 7,00, Nettogewicht [kg]: 7,00,