

Modell: Handwagen Traglast 250 kg

Artikelnummer: 8.501.01-1

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



Tischwagen mit 2 Holzladeflächen im Winkelleistenrahmen, Tragkraft 250 kg, Ladefläche je 1000 x 600 mm, Ladehöhe 300 bzw. 800 mm, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Kategorie: Tankabfüllung - DÜANA Bruttogewicht [kg]: 10,00, Nettogewicht [kg]: 10,00,