

## Modell: COOL line Artikelnummer: 89-200977-030

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung



Sicherheitsschrank mit eingebautem Kühltank. Kühltankinnenraum explosionsgeschützt Ex II 3/-G, IIB+H2 T6, Kühlraum mit einem Innenraumtemperaturbereich +1 bis +15 Grad Celsius  
Kältemittel: R 600a, Spannung: 230 V / 50 Hz Außenmaße: 895 x 745 x 2080 (BxTxH) mm, Innenmaße: 470 x 430 x 1452 (BxTxH) mm, Beschreibung: Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Türfront in RAL 9016 verkehrsweiß, Kühlraumtür weiß, Außentür mit Feststellanlage, Thermoüberwachung und Zylinderschloss ist im Brandfall selbstschließend. Kühlraumtür separat zu öffnen bzw. zu schließen. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, GS / CE-Zeichen, Inklusive Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator 2.00.320C, ATEX-konform. Ausstattung: 5 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas, 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet. Schrank auf zurückgesetztem Sockel mit Höhe 85mm. Bitte beachten Sie, dass sich der Kühltank bei Ausfall der Abluftanlage automatisch abschaltet.

Kategorie: Typ 90 - gekühlte Lagerung Modell-Größe: XL, Modell-Typ: STANDARD (Lagerböden), Außenhöhe [mm]: 2.085, Außenbreite [mm]: 894, Außentiefe [mm]: 747, Bruttogewicht [kg]: 499,00, Nettogewicht [kg]: 499,00, Ausstattungspaket: mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator, Anzahl Lagerebenen: 6, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,