

Modell: Tischständer aus Edelstahl

Artikelnummer: 9.19.725

Bestimmungsgemäße Verwendung: Desinfektion



Passend für Spenderhalter Artikel (9.19.720)

Durch einfachen Handgriff kann der Spenderhalter (Artikel 9.19.720) zu einem Tischspender umfunktioniert werden.

Kategorie: Desinfektion Außenhöhe [mm]: 209, Außenbreite [mm]: 149, Außentiefe [mm]: 149, Bruttogewicht [kg]: 0,46, Nettogewicht [kg]: 0,46,