

# Modell: Elegante Hygienesäule aus Edelstahl

## Artikelnummer: 9.19.730

Bestimmungsgemäße Verwendung: Desinfektion



Passend für Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde (9.19.100)

Hygienesäule zur flexiblen Aufstellung, mit großer Stellfläche für stabilen Stand. Abnehmbarer Auffangschale als Tropfschutz in fester Halterung. Führungsrahmen an der Rückseite zur einfachen Aufnahme und Austausch des Desinfektionsmittels 1-Liter Gebinde Artikel 9.19.100.

Kategorie: Desinfektion Außenhöhe [mm]: 1.200, Außenbreite [mm]: 420, Außentiefe [mm]: 290, Bruttogewicht [kg]: 0,00, Nettogewicht [kg]: 12,90,