23.04.2024 10:05

## Modell: Desinfektionsmittel-Set zur Wandmontage mit Spenderhalter aus Edelstahl Artikelnummer: 9.19.820

Bestimmungsgemäße Verwendung: Desinfektion



inkl. 1 Liter (Gebinde) Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel-Set bestehend aus: Spenderhalter mit Tropfschutz aus Edelstahl zur Anbringung an der Wand, Befestigungsmaterial inklusive Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde (Artikel 9.19.100) Dosierpumpe (Artikel 9.19.710)

Kategorie:	Desinfektion
Außenbreite [mm]:	94
Außentiefe [mm]:	112
Außenhöhe [mm]:	205