

Modell: Desinfektionsmittel-Set zur Wandmontage mit Spenderhalter aus Edelstahl Artikelnummer: 9.19.820

Bestimmungsgemäße Verwendung: Desinfektion



inkl. 1 Liter (Gebinde) Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel-Set bestehend aus: Spenderhalter mit Tropfschutz aus Edelstahl zur Anbringung an der Wand, Befestigungsmaterial inklusive Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde (Artikel 9.19.100) Dosierpumpe (Artikel 9.19.710)

Kategorie: Desinfektion Außenhöhe [mm]: 205, Außenbreite [mm]: 94, Außentiefe [mm]: 112, Bruttogewicht [kg]: 0,00,