

Modell: Desinfektionsmittel-Set als Tischaufsteller mit Spenderhalter aus Edelstahl

Artikelnummer: 9.19.825

Bestimmungsgemäße Verwendung: Desinfektion



inkl. 1 Liter (Gebinde)

Desinfektionsmittel-Set bestehend aus: Spenderhalter mit Tropfschutz aus Edelstahl als Tischaufsteller Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde (Artikel 9.19.100) Dosierpumpe (Artikel 9.19.710)

Kategorie: Desinfektion Außenhöhe [mm]: 209, Außenbreite [mm]: 149, Außentiefe [mm]: 149, Bruttogewicht [kg]: 0,00,