

Modell: Augenspülflasche 200 ml, pH-neutral

Artikelnummer: 9.31.510

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



Handliche Augenspülflasche mit 200 ml ph-neutraler Phosphatpufferlösung (4,9%). Für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den Einzeleinsatz geeignet. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Koffer und Aufbewahrung in der speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Haltbarkeit 3 Jahre. Spülzeit ca. 2 Minuten. Gemäß DIN EN 15154-4:2009.

Kategorie: Augenduschen Bruttogewicht [kg]: 0,50, Nettogewicht [kg]: 0,20,