

# Modell: Augenspülstation mit zwei Flaschen 500 ml, Artikelnummer: 9.31.805

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



mit steriler Natriumchlorid-Lösung (0,9%). Mit Wandhalterung und integriertem Piktogramm. Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel aus- gestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. Maße Wandstation (HxBxT) 290 x 230 x 80 mm. Haltbarkeit 3 Jahre. Spülzeit ca. 10 Minuten. Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Kategorie:	Augenduschen
Nettogewicht [kg]:	2,00