

Modell: Augen-Notfallstation mit Wandhalterung Artikelnummer: 9.31.845

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



Mit zwei Flaschen: 1 x 200 ml pH-neutrale Phosphatpufferlösung (4,9%) und 1 x 500 ml sterile Natriumchlorid-Lösung (0,9%). Mit integriertem Piktogramm und Spiegel. Inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Laugen und Fremdkörper in das Auge gelangen können. Maße Wandstation (HxBxT) 290 x 230 x 80 mm. Haltbarkeit 3 Jahre. Spülzeit ca. 7 Minuten. Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Kategorie: Augenduschen Bruttogewicht [kg]: 1,60, Nettogewicht [kg]: 1,30,