

Modell: Augenspülstation mit zwei Flaschen 500 ml, Artikelnummer: 9.32.005

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



in staubdichter Wandbox. Mit zwei Flaschen (500 ml) steriler Natrium- chloridlösung (0,9%), integriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen z. B. Werkstätten. Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Maße Wandstation (HxBxT) 265 x 277 x 110 mm. Haltbarkeit 3 Jahre. Spülzeit ca. 10 Minuten. Gemäß DIN EN 15154-4:2009

Kategorie: Augenduschen Bruttogewicht [kg]: 2,30, Nettogewicht [kg]: 2,00,