

# Modell: Körperdusche zur Wandmontage Aufputz

## Artikelnummer: 9.82.085

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



Duscharm aus Messing, grün pulverbe- schichtet. Kugelhahn aus Edelstahl. Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbe- ständigem Kunststoff, selbstentleerend. Inklusive Not- /Hinweisschild (Piktogramm). Wasserabgabemenge 50 l/min. bei 1,5 - 3 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator. Erforderlicher Wasseranschluß 3/4 Zoll Außen- gewinde. Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1. DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Kategorie:	Körperduschen
Außenbreite [mm]:	625
Außentiefe [mm]:	700
Nettogewicht [kg]:	1,50