

Modell: Körperdusche zur Wandmontage Aufputz

Artikelnummer: 9.82.085

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



Duscharm aus Messing, grün pulverbe- schichtet. Kugelhahn aus Edelstahl. Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbe- ständigem Kunststoff, selbstentleerend. Inklusive Not- /Hinweisschild (Piktogramm). Wasserabgabemenge 50 l/min. bei 1,5 - 3 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator. Erforderlicher Wasseranschluß 3/4 Zoll Außen- gewinde. Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1. DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Kategorie: Körperduschen Außenbreite [mm]: 625, Außentiefe [mm]: 700, Bruttogewicht [kg]: 1,80, Nettogewicht [kg]: 1,50,