

Modell: Kombinationsdusche Edelstahl, freistehend Artikelnummer: 9.83.785

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



Körperdusche: Standrohr aus Edelstahl, grün pulverbeschichtet. Duscharm aus Messing, grün pulverbeschichtet. Kugelhahn aus Edelstahl. Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, selbstentleerend. Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm). Augendusche: Kugelhahn aus Edelstahl, nicht selbstständig schließend. Auffangbecken aus Edelstahl, grün pulverbeschichtet. Bedienplatte aus Stahl, grün pulverbeschichtet. Medienführende Teile aus Messing. Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm). Wasserabgabemenge Körperdusche: 50 l/min. bei 1,5 - 3 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator. Erforderlicher Wasseranschluß 1 1/4 Zoll Außen- gewinde. Wasserabgabemenge Augendusche: 16 l/min bei 1,5 - 5 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator. Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1, DIN EN 15154-2, DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Kategorie: Kombinationsduschen Außenbreite [mm]: 655, Außentiefe [mm]: 2.300, Bruttogewicht [kg]: 15,00, Nettogewicht [kg]: 11,80,