

Modell: Körperdusche Edelstahl zur Über-Tür-Montage Aufputz

Artikelnummer: 9.84.095

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



Verrohrung, Duscharm, Kugelhahn und Zug- stange aus Edelstahl. Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, selbstentleerend. Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm). Wasserabgabemenge 50 l/min. bei 1,5 - 3 bar Fließdruck, inkl. automatischem Mengenregulator. Erforderlicher Wasseranschluß 3/4 Zoll Innen- gewinde. Prüfung: Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1. DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Kategorie:	Körperduschen
Außenbreite [mm]:	565
Außentiefe [mm]:	500
Nettogewicht [kg]:	2,20